

Для того чтобы стол не повредился, используйте сумку при транспортировке и хранении. Когда стол не используется, храните его в сухом и прохладном месте, вдали от действия прямых солнечных лучей. Стол нельзя оставлять в экстремальных температурах, как высоких, так и низких, и в условиях повышенной влажности.

УХОД ЗА КОЖЕЙ

!!!Ежедневная уборка: любое загрязнение необходимо снимать теплой водой с мылом и насухо протирать

Удаление пятен: Слабые загрязнения можно удалять неагрессивным жидким чистящим средством без абразива. Следует намочить тряпку этим средством и мягко протереть, чтобы убрать пятно, затем прополоскать водой и осушить мягкой тканью. Сильные загрязнения требуют профессиональной чистки.

Внимание: Нельзя использовать сильнодействующие, абразивные и химические средства для чистки. Следует избегать использования профилактических средств, так как они могут испортить поверхность стола.

Уход за деревянными элементами: стол выполнен из специально обработанного дерева и покрыт лаком, которые требуют особого ухода. При желании стол можно полировать специальными полиролями. Храните стол в сухом помещении и не оставляйте его в помещении с повышенной влажностью. Если стол намок, его следует быстро и тщательно вытереть досуха.


Заказать и купить

Массажные столы ATLAS SPORT

Вы можете на сайте

<https://WKmed.by/>

Стол раскладной ATLAS SPORT



Данное изделие предназначено

исключительно для бытового применения!

Стол изготовлен в соответствии со стандартами с использованием материалов и элементов высокого качества. При правильном использовании, в соответствии с инструкцией, стол прослужит вам максимально долго. Для безопасного и правильного использования стола, рекомендуется ознакомиться с данной инструкцией.

Безопасность

1. Столу иногда надо проводить профилактику. Убедитесь, что все болты закручены и тросы не ослабли и не порвались. Убедитесь также, что в деревянной конструкции нет трещин.
2. НЕ превышайте предельно допустимую нагрузку по весу. Превышение может повлечь за собой повреждения тела пользователя.
3. НЕЛЬЗЯ чистить стол спиртосодержащими жидкостями. Они могут повредить поверхность стола. Чистить следует водой с мылом и вытирать насухо.
4. При использовании стола убедитесь, что бы все четыре ноги стояли на одном уровне и на твердой поверхности.

Установка стола

Поставьте стол на бок, откройте замки, частично раскройте ее и достаньте аксессуары (рис. 1).




Рис. 1




Рис. 2

Стоя за столом, возьмитесь за обе ручки и аккуратно тяните наружу, чтобы открыть стол. Ножки должны выдвинуться автоматически. (рис.2)

Выпрямите стол, поднимая его середину. Нажмите на него по середине, чтобы удостовериться что он установлена горизонтально. Потом поправьте тросы.

Использование стола и аксессуаров

Мы прилагаем дополнительные аксессуары. Перед их использованием прочтите эту инструкцию.

Подголовник

Подголовник состоит из основания в виде полукруга и мягкой подкладки для лица. Он обеспечивает удобство для вашего пациента. Есть несколько вариантов баз подголовника. Уровень наклона и высота легко регулируются благодаря держателю. (рис. 3)



Рис. 3

Регулирование гамака для рук

Регулируемая опора служит для поддержки рук лежащего клиента. Для регулирования положения переместите держатели вдоль стержней подголовника. (рис. 4).



Рис. 4

Ремень

Ремень – это другая альтернатива опоры для рук, с такой же функцией регулировки. Необходимо прочесть инструкцию чтобы понять, как использовать его вместе с опорой для рук. (рис. 5).



Рис. 5

Дополнительные подлокотники

Подлокотники являются дополнительным способом поддержки. Данные подлокотники устанавливаются с двух сторон стола.

Регулирование высоты

Высоту, положение сегментов, технику определяет оператор. Высота регулируется винтовым зажимом на каждой ноге.

Регулировка спинки

Откройте замок регулировки спинки. При помощи регулятора высоты можно легко менять угол наклона задней части стола. Нажмите на спинку, чтобы удостовериться что она зафиксирована и замок работает правильно. Чтобы сложить спинку обратно, поднимите ее до упора вверх и потом опустите ее полностью горизонтально. (рис. 6).



Ограничение по весу

Посадите человека посередине, что позволит равномерно распределить вес и сохранить равновесие. Сначала садитесь близко к центру, но не на нем, как можно ближе к центру. Вес нагрузки – это сумма веса лежащего и «веса» прилагаемого усилия. Т.е. для пациента весом 150 кг, при максимально допустимом весе нагрузки стола в 250 кг, максимально можно использовать усилие «весом» в 100кг. Ввиду того что при боковом усилии «вес» значительно возрастает, максимальное усилие при боковом нажатии не должно превышать 50% от предельно допустимого.

НЕЛЬЗЯ ПРЕВЫШАТЬ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЕС НАГРУЗКИ.

(Никогда не превышайте лимитов нагрузки. Несоблюдение этого правила может повлечь за собой серьезные повреждения для пользователя и/или уничтожение стола).

Нельзя использовать стол с повреждениями и неисправностями, это может привести к отказу в гарантийном обслуживании.